

da

Letvægtskørestole

Model 1.750, 1.850 Eurochair

Model 2.750 Eurochair²

Model 2.850 Eurochair² Pro, XXL

Betjeningsvejledning



CE

MEYRA®

Indhold

De anvendte mærkninger betydning	7
Indledning	7
Modeller	7
Indikationer / kontraindikationer	7
Modtagelse	8
Brug i overensstemmelse med formålet	8
Anvendelse	8
Sammenklapning/udklapning/manuel transport af kørestol	9
Tilpasning	9
Kombination med produkter fra andre producenter	9
Ibrugtagning efter opbevaring	10
Levetid	10
Oversigt	11
Bremse	12
Trykbremse - bruger	12
Aktivering af bremsen	12
Deaktivering af bremsen	12
Driftsbremse	12
Tromlebremse - ledsager	13
Funktion som driftsbremse	13
Bremsearmsforlænger	14
Enhåndsbremse	14
Særlige kendetegn ved enhåndsbremsen	14
Benstøtter	15
Lægbælte	15
Afmontage af lægbælte	15
Montering af lægbælte	15
Længdeindstilling af lægbælte	15
Hælstrop	16
Aftagning af hælstrop	16
Anbringelse af hælstrop	16
Længdeindstilling af hælstrop	16


Benstøtteunderdel	17
Fodplader	17
Fodplade	17
Benstøtteoverdel	18
Drejning af benstøtter til siden	18
Tilbage drejning af benstøtter	19
Afmontage af benstøtter	20
Montering af benstøtter	20
Benstøtte m. mekanisk højdeindstilling	21
Løft/sænkning af benstøtte	21
Løft/sænkning af amputationsbenstøtte	21
Armlænene	22
Afmontage af armlæn	23
Montering af armlæn	23
Opklapning af armlænene	24
Højdeindstilling af armlænet	25
Ryglæn	26
Rygsele, standard	26
Vinkelindstilleligt ryglæn	26
Trinvist justerbart ryglæn	26
Trinløs vinkeljustering af ryglæn	27
Rygskål	28
Aftagning af rygskål	28
Montering af rygskål	28
Skubbestang	29
Skubbehåndtag	30
Hjul	31
Drivhjul	31
Hånd- og egebeskytteren	32
Rangerhjul	32

Støtteruller	33
Støttehjulslængde	33
Monterbare støttehjul	33
Aftagning/indstikning af støttehjul	33
Bortklapning af støttehjul	33
Drejning af støttehjul	33
Drivringe	34
Særlige forhold ved dobbelte drivringe	34
Kørsel med kørestolen	34
Sammenklapning/udklapning ved dobbelte drivringe	34
Hovedstøtte	35
Terapiplade	35
Sikkerhedssele	36
Grundlæggende sikkerhedsanvisninger	37
Ledsager	37
Udstigning fra kørestolen	38
Opsamling af genstande	38
Kørsel på skrånninger, stigninger eller skrånende kørebane	38
Forcering af forhindringer	39
Læsning af kørestolen	39
Transport i køretøjer	40
Transportsikring af kørestol uden passager	40
Persontransport i motorkøretøjer	40
Befordring i offentlige transportmidler	40
Kørsel i offentlig trafik	41
Rengøring	41
Behandlet overflade	42
Desinficering	42
Reparation	42
Istandsættelse	42
Service	42
Reservedele	42
Anvisninger vedrørende længere brugspausser	43

Bortskaffelse	43
Vedligeholdelse	43
Servicearbejde	43
Serviceplan	44
Tekniske data	46
Dæktryk ved luftfyldte dæk	46
Anvendte standarder	46
Specifikationer i overensstemmelse med ISO for model 1.750 Eurochair	47
Yderligere tekniske data for model 1.750 Eurochair	48
Specifikationer i overensstemmelse med ISO for model 1.850 Eurochair	49
Yderligere tekniske data for model 1.850 Eurochair	50
Specifikationer i overensstemmelse med ISO for model 2.750 Eurochair ²	51
Yderligere tekniske data for model 2.750 Eurochair ²	52
Specifikationer i overensstemmelse med ISO for model 2.850 Eurochair ² Pro	53
Yderligere tekniske data for model 2.850 Eurochair ² Pro	54
Specifikationer i overensstemmelse med ISO for model 2.850 Eurochair ² XXL	55
Yderligere tekniske data for model 2.850 Eurochair ² XXL	56
Symbolforklaring til vaskeanvisningerne	57
Betydningen af mærkaterne på kørestolen	58
Forklaring til symbolerne på typeskiltet	59
Kontrolokumentation	60
Ansvar/garanti	61
Ansvar- / garantikupon	62
Kontrolokumentation ved overdragelse	62
Notater	63

DE ANVENDTE MÆRKNINGERS BETYDNING

Sikkerhedsanvisninger på farvet baggrund skal altid følges!

-  Dette symbol står for anvisninger og anbefalinger.
- [] Henvisning til et billednummer.
- () Henvisning til et funktionselement i et billede.


INDLEDNING

Læs dette dokument før første ibrugtagning, og ret dig efter det.

Børn og unge bør eventuelt læse dette dokument før første køretur sammen med forældre eller en tilsynsførende eller ledsager.

Desuden bør din autoriserede forhandler instruere dig i brugen af din kørestol.

Denne betjeningsvejledning skal gøre dig fortrolig med håndteringen af kørestolen samt forebygge uheld.

-  De illustrerede udstyrsvarianter kan afvige fra din model.

Der vil derfor også findes kapitler med ekstraudstyr, som evt. ikke gør sig gældende for lige netop din kørestol. I bestillingsformularen til din kørestol finder du en liste over ekstraudstyr og tilbehørsdele, som kan leveres.

Synshandicappede brugere finder PDF-filerne med udvidede oplysninger om vores produkter på vores website under:

< www.meyra.com >.

-  Kontakt din forhandler, hvis du har spørgsmål.

Alternativt kan brugere med synshandicap få en hjælper til at læse teksten i dokumentationsmaterialet højt.

Hold dig løbende opdateret vedrørende produktsikkerheden, mulige tilbagekaldelseskampagner og generelle brugsanvisninger for vores produkter i < infocenter > på vores hjemmeside:

< www.meyra.com >.

Vi har udviklet et produkt, som opfylder de tekniske og lovmæssige krav til medicinsk udstyr. Hvis der på trods af dette alligevel skulle opstå en alvorlig hændelse, bedes du skrive til os på vores e-mail-adresse < info@meyra.de > og kontakte den kompetente myndighed i dit medlemsland.

MODELLER

Denne betjeningsvejledning gælder for følgende modeller:

Model 1.750, 1.850

Model 2.750, 2.850

INDIKATIONER / KONTRAINDIKATIONER

I tilfælde af allergiske reaktioner, hudrødmen og/eller tryksteder ved anvendelse af kørestolen skal der straks søges læge.

For at undgå kontaktallergier anbefaler vi kun at benytte kørestolen med tøj på.

Kørestolen tjener blandt andet til støtte ved hhv. stærkt udpræget ganghandicap og manglende evne til at gå, f.eks. på grund af lammelse, defekte eller deformationer på lemmer, tab af lemmer, skader eller kontrakturer af lemmer, øvrige sygdomme. (Væsentlig til fuldt udpræget begrænsning af mobiliteten og/eller funktionelle skader på de nedre ekstremiteter (bl.a. amputation, ulykkesskader, muskuloskeletale/neuro-

muskuloskeletalt betingede bevægelsesforstyrrelser osv.).

Kørestolen må ikke anvendes uden ledsager i tilfælde af meget kraftige balanceforstyrrelser, sanseforstyrrelser, store tab af lemmer på begge ben, kontrakturer / skader på ledene på begge arme, ikke tilstrækkelig eller ingen synsevne eller manglende siddeevne.

- ☞ Spørg din læge, terapeut eller autoriserede forhandler vedrørende disse og yderligere risici ved produktet.

MODTAGELSE

Alle produkter underkastes kvalitetskontrol på fabrikken og emballeres i særlige papkasser.

- ☞ Vi vil imidlertid bede dig om at kontrollere kørestolen for eventuelle skader, som er optrådt under transporten straks efter modtagelsen – helst mens leverandøreren er til stede.
- ☞ Gem emballagen til kørestolen med henblik på evt. senere behov for transport.

BRUG I OVERENSSTEMMELSE MED FORMÅLET

Kørestolsfamilien tjener til selvstændig transport af en person eller transport ved hjælp af en ledsager.

Kørestolen er udviklet til unge mennesker og voksne.

ANVENDELSE

Ved fysiske begrænsninger som f.eks. blindhed kræves der en køreevneattest til selvstændig styring af en kørestol.

Stik ikke hånden ind i egerne, og tag ikke fat i slidbanerne på de roterende hjul. – Risiko for tilskadekomst!

Stik ikke hånden ind mellem trykbremser og dækkene under fremdrift af kørestolen. – Risiko for tilskadekomst!

Undgå rykvis fremdrift af kørestolen. – Risiko for at vælte!

Benyt ikke kørestolen uden benstøtter eller armstøtter!

Kørestolen kan i visse udførelser overskride de maksimale dimensioner for flugtveje. Du skal altid sikre dig, at eventuelle flugtveje er brede nok til din kørestol.

Kørestolen kan anvendes på et plant, fast underlag og til følgende formål:

- indendørs (f.eks. i boliger, daginstitutioner)
- anvendelse i det fri (f.eks. stier med fast underlag i parker)
- som rejseledsager (f.eks. i busser og tog)
 - ☞ I bestemte mål (samlet højde, samlet bredde, samlet længde, vendradius) er din kørestol ikke egnet til transport i toget.
 - ☞ Informér dig inden transporten om mulige begrænsninger.
- en transport med fly bør kun ske med PU-dæk.
 - ☞ Informér dig inden transporten om mulige begrænsninger hos dit flyselskab.
- Udsæt aldrig kørestolen for ekstreme temperaturer og skadevoldende miljøforhold som f.eks. stærkt sollys, ekstrem kulde og saltvand.
- Sand og andre smudspartikler kan sætte sig fast i de bevægelige dele og bewirke, at de ikke fungerer.
- Kørestolen må kun drives frem via drivringene på drivhjulene.

Lad dig ikke bære i din kørestol ved, at den løftes fri af gulvet. Komponenter, der ikke er fastmonteret, f.eks. sidedele eller benstøtter, kan løsne sig og derved forårsage et styrt.

- ☞ Kørestolen er et køretøj og ikke en bæreanordning.

Benyt kun kørestolen i overensstemmelse med den specifikation og de grænseværdier, der er angivet i kapitel *Tekniske data* på side 46.

SAMMENKLAPNING/ UDKLAPNING/MANU- EL TRANSPORT AF KØRESTOL

Din kørestol kan foldes uden værktøj.

1. Eventuel sædepude tages af.
2. Tag benstøtterne af eller klap begge fodplader op.
3. Tag fat i sædebåndet foran og bagved i midten, og træk op.
4. Tag evt. forbindelsesstangen til den dobbelte drivring eller skydestangen af.

Din kørestol kan bæres i sammenklappet tilstand.

Skub en underarm forfra ind under sikkerhedsselen, som er foldet opad. Tag fat med den anden hånd under den bageste fold på sædeselen for at støtte.

Løft kørestolen op i vandret position.

Vip kørestolen en smule til den ene side for at klappe den ud. På den side af kørestolen, der står solidt på jorden, trykkes sæderøret nedad, indtil endestoppet nås.

- ☞ Det kan være nødvendigt at trykke begge sæderør efter med hånden.
- ☞ Kontrollér, at sæderøret flugter korrekt med underlaget.

TILPASNING

Få principielt tilpasnings-, indstillings- eller reparationsarbejde udført af en autoriseret forhandler.

Kørestolen giver mulighed for tilpasning til individuelle kropsmål. Inden første brug bør din autoriserede forhandler bør foretage en tilpasning af kørestolen og instruere dig i kørestolens funktionaliteter. I den forbindelse tages der hensyn til brugerens fysiske begrænsninger samt til i hvilke omgivelser kørestolen hovedsagligt skal anvendes. Kontrollér inden første brug, at din kørestol fungerer upåklageligt.

- ☞ Vi anbefaler regelmæssig kontrol af kørestolens tilpasning for også på længere sigt at sikre optimal hjælp, også ved ændring af brugerens sygdom/handicap. Specielt hos børn og unge anbefales det at foretage en tilpasning hver 6. måned.

KOMBINATION MED PRO- DUKTER FRA ANDRE PRODUCENTER

Enhver kombination af din kørestol med komponenter, som ikke er leveret af os, udgør generelt en forandring af din kørestol. Kontakt os for at høre, om vi har godkendt kombinationen.

Hjælpe motorer og frontmotorer

Monteringen af hjælpe motorer og frontmotorer udgør en væsentlig forandring af din kørestol. Med denne forandring ophører overensstemmelseserklæringen for kørestolen.

- ☞ Det påhviler leverandøren af hhv. hjælpe motoren og frontmotoren at dokumentere for kombinationens overensstemmelse med det gyldige direktiv/forordning for medicinsk udstyr. Leverandøren er også ansvarlig for den dokumentation, der følger med kombinationen af det medicinske udstyr.

IBRUGTAGNING EFTER OPBEVARING

Kørestolen er egnet til ibrugtagning efter opbevaring. Ved hjælp af modulsystemet kan kørestolen tilpasses forskellige handicap og kropsmål. Før kørestolen tages i brug igen, skal der altid foretages et komplet eftersyn.

- ☞ De hygiejniske foranstaltninger, der er nødvendige for genanvendelse, skal gennemføres efter en valideret hygiejneplan og skal omfatte desinficering.

Servicevejledningen, som er bestemt til den autoriserede forhandler, informerer om din kørestols genbrug og genbrugshyppighed.


LEVETID

Vi går ud fra, at din kørestol har en forventet gennemsnitlig produktlevetid på 4 år, for så vidt kørestolen anvendes i henhold til bestemmelsesmæssig brug og samtlige vedligeholdelses- og servicespecifikationer overholdes. Kørestolens levetid afhænger både af brugshyppighed, brugsomgivelser og pleje. Kørestolens levetid kan forlænges via brug af reservedele. Reservedele fås som regel i op til 5 år, efter at produktionen er ophørt.

- ☞ Den oplyste levetid udgør ikke nogen yderligere garanti.

OVERSIGT

Oversigten viser som repræsentant for alle modeller kørestolens vigtige komponenter.



Pos. Betegnelse

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| (1) Skubbehåndtag | (8) Svinghjul |
| (2) Ryglæn | (9) Typeskilt (på krydsstiveren) |
| (3) Armlæn | (10) Drivhjul |
| (4) Sidedel/tøjbeskyttelse | (11) Drivringe |
| (5) Sæderem/siddepude | (12) Spærreknop – stikaksel |
| (6) Låsearm - benstøtte | (13) Bremsearm – trykbremse |
| (7) Fodbræt/fodplader delt | |

BREMSE

Hvis kørestolens bremses bliver slappe, skal de straks repareres af et sagkyndigt værksted.

Kørestole med PU-dæk bør stilles sikkert til side uden trukne trykbremser i længere tid, idet der evt. kan ske en vedvarende deformation af løbefladen.

Ved aktivering af bremsene via bremsearmen (1) er kørestolen sikret mod at rulle utilsigtet (parkeringsbremse).

Kørestolen kan alt efter udførelse være understyret med trykbremser [2] eller med tromlebremser [3].

Trykbremse - bruger

Aktivering af bremses

For at sikre kørestolen, så den ikke triller ved et uheld, skal begge bremsearme vippes helt frem [4].

- ☞ Ved fastlåste bremses må det ikke være muligt at skubbe kørestolen.


Deaktivering af bremses

Sving begge bremsearme bagud, indtil endestoppet [2] er nået.

Driftsbremse

Kørestolen bremses via drivringene.

- ☞ Når kørestolen skal bremses, kan man evt. benytte egnede handsker.



Tromlebremse - ledsager

Tromlebremsen betjenes af ledsageren ved hjælp af bremsearmen [1].

Funktion som driftsbremse

Aktivér kun begge bremsearme let for at bremse kørestolen.

Aktivering af tromlebremserne

Træk i begge bremsehåndtag [1], og skub låsepalen (2) fremad.



Slip bremsehåndtaget. – Afhængigt af indstillingen falder låsepalen i hak i første (A) eller anden (B) position og aktiverer bremsen.

- ☞ Når det er nødvendigt at anvende den tredje låseposition (C) til at aktivere bremsen, skal bremsen efterjusteres på et specialværksted.

Deaktivering af tromlebremser

Træk i begge bremsehåndtag [1], indtil låsepalerne (2) automatisk går ud af indgreb.

Slip begge bremsehåndtag. – Parkeringsbremserne er løsnet, og kørestolen igen parat til at køre.




Bremsearmsforlænger

Hvil ikke på bremsearmene.

Bremsearmsforlængerer må ikke trækkes ned under kørsel. – Der er fare for uheld, hvis bremsearmsforlængerer er trukket for langt ned.

De påsatte bremsearme forstærker bremsekraften, så der skal bruges færre kræfter til at aktivere bremsene (1).

- ☞ Træk bremsearmsforlængerer af bremsearmene i forbindelse med transfer ind i/ud af kørestolen.
- ☞ Brug kun kørestolen med påsatte bremsearmsforlængere.



Enhåndsbremse

Enhåndsbremsen [2] giver mulighed for at låse bremsen med kun én bremsearm.

Særlige kendetegn ved enhåndsbremsen

Enhåndsbremsens bremsearm kan vippes tilbage, efter at den er blevet trukket opad [3].



BENSTØTTER

Inden aktivitet på benstøtterne skal kørestolen sikres, så den ikke triller utilsigtet.

- ☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Bremse* på side 12.

Lægbælte

Kør ikke uden lægbælte. – Fare for uheld.

Det aftagelige lægbælte (1) forhindrer fødderne i at glide ned fra fodbrættet.

- ☞ For at kunne svinge benstøtterne ud til siden, skal lægbæltet tages af.
- ☞ Lægbæltet bortfalder ved højdeindstillelige benstøtter, hvor det erstattes af de polstrede lægstøtter.

Afmontering af lægbælte

For at tage lægbæltet af, skal det trækkes af holderne (2).

Montering af lægbælte

For at påsætte lægbæltet skubbes stropperne på holderne [2] igen.

Længdeindstilling af lægbælte

For at længdeindstille lægbæltet skal det føres rundt om holderne (2), og tilpasses i den rigtige længde ved hjælp af velcrolukningen.



Hælstrop

Hælstroppen (1) forhindrer fødderne i at glide ned fra fodpladerne.

Aftagning af hælstrop


Til aftagning trækkes hælstroppen af holderen (2) eller trækkes af indstiksørret (3) efter åbning af velcrolukningen.

Anbringelse af hælstrop

For at anbringe hælstroppen skubbes hælstroppens løkke ud over holderen (2) eller hælstroppen føres rundt om indstiksørret (3) og lukkes via velcrolukningen.

Længdeindstilling af hælstrop

For at indstille længden tilpasses hælstroppen med en velcrolukning til den pågældende længde.



Benstøtteunderdel

Ved ind- og udstigning skal fodpladerne/ fodbrættet klappes op [1].

- ☞ Pas på, at fingrene ikke kommer i klemme!
- Begge fødder fjernes fra fodpladerne.
- Tag lægbæltet af, hvis det forefindes.
 - ☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Lægbælte* på side 15.
- ☞ Inden kørsel skal fodpladerne/fodbrættet klappes ned igen [3], og lægbæltet anbringes.

Fodplader

Fodpladerne kan klappes udad og op [1] eller indad og ned [3].

Fodplade



Inden benstøtteoverdelen svinges ud til siden og afmonteres, skal fodbrættet [4] klappes op.

Opklapning af fodbræt

For at klappe fodbrættet op skal den løse side af fodbrættet [5] klappes opad og helt i bund.

Nedklapning af fodbræt

For at klappe fodbrættet ned skal den løse ende af fodbrættet vippes helt ned på fodbrætholderen [4].



Benstøtteoverdel

Benstøtteoverdelen med indsat benstøtteunderdel betegnes benstøtten.

Drejning af benstøtter til siden

Benstøtter, der er svinget ud til siden, er automatisk låst op og kan let falde af. Vær opmærksom på dette (f.eks. ved transport).



For at gøre det lettere at komme ud af/tage plads i kørestolen samt køre helt tæt på ting f.eks. skabe, senge eller badekar, kan benstøtterne drejes ud til siden [1].

- Inden benstøtterne vippes ned skal et evt. lægbælte tages af.
- Følg anvisningerne i kapitlet *Lægbælte* på side 15.

For at svinge benstøtterne ud til siden skal fodpladerne/fodbrættet klappes op.

- Følg anvisningerne i kapitlet *Benstøtteunderdel* på side 17.

Træk eller tryk derefter det tilhørende låsehåndtag (2) bagud, og sving den tilhørende benstøtte ud til siden.



Tilbage drejning af benstøtter

For at dreje benstøtterne tilbage skal de drejes fremad, indtil det tydeligt høres, at de falder på plads [1].

- ☞ Når det tydeligt høres, at benstøtterne er svinget ind, skal låsefunktionen kontrolleres.
- ☞ Følg derefter anvisningerne i kapitlet *Benstøtteunderdel* på side 17.



Afmontering af benstøtter

Når benstøtterne er taget af, er der øget fare for at vælte bagover.

Benstøtterne kan tages af [1], hvilket reducerer kørestolens længde (vigtigt ved transport), og gør ud- og indstigning i kørestolen lettere.

☞ Inden benstøtterne svinges ud til siden, skal lægbæltet tages af.

☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Lægbælte* på side 15.

– For at tage benstøtterne af skal de først svinges ud til siden [2], og derefter løftes opad [1].

☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Drejning af benstøtter til siden* på side 18.

☞ Vær opmærksom på evt. risiko for klemning!



Montering af benstøtter

For at montere benstøtterne skal de svinges ud til siden og trykkes parallelt på det forreste stelrør og skubbes nedad. Ved denne bevægelse skal tappen glide ind i stelrøret.

☞ Når benstøtterne er hængt på, skal de svinges ind [3].


☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Tilbage Drejning af benstøtter* på side 19.



Benstøtte m. mekanisk højdeindstilling

Ræk aldrig ind i indstillingsmekanismen med den frie hånd under indstilling. Lad en ledsager holde benstøtten, så den ikke tabes utilsigtet.

Benstøtten må ikke falde ned af sig selv.
– Risiko for tilskadekomst!




Løft/sænkning af benstøtte

Inden løft/sænkning skal benstøtten aflastes, ved at den løftes kortvarigt af en ledsager.

Løsn derefter spændearmen (1), og lad en ledsager løfte/sænke benstøtten langsomt til det ønskede niveau.

Spænd spændearmen (1) igen efter indstillingen.



Løft/sænkning af amputationsbenstøtte

Inden amputationsbenstøtten løftes/sænkes, aflastes den ved, at en ledsager kort løfter op i den.

Løsn herefter spændearmen (2) og lad ledsageren langsomt løfte/sænke amputationsbenstøtten på det ønskede niveau.

Spænd spændearmen (2) igen efter indstillingen.

☞ Kontrollér, at fortandingen på vinkelindstillingen atter er i indgreb.

ARMLÆNENE

Brug ikke armlænene, når kørestolen skal bæres eller løftes op.

Undlad at køre uden armlæn.

Stik ikke fingrene ind mellem stel og armlæn. – Risiko for at klemme sig!

Når kørestolen skubbes af en ledsager, skal brugeren placere sine hænder på armlænets pude eller i skødet og ikke i siden mellem kroppen og armlænet. – Risiko for at klemme fingrene!

Ved at sætte sig sidelæns uden armlæn er der fare for, at bremsen aktiveres utilsigtet og drivhjulet gør tøj et snavset.

Armlænene variant 1 [1] og variant 2 [2] er (alt efter model og udførelse) aftagelige, højdejusterbare og fungerer samtidig som armstøtte, tøjbeskyttelse og læskærm.



Afmontering af armlæn

For at afmontere armlænet skal låsearmen (2)+(3) først vippes op.



Tag derefter armlænet af ved at løfte det op [1].

Montering af armlæn

Stik først armlænet oppefra i føringerne ved siden af siddefluden [4].

Tryk herefter armlænet ned og tryk låsearmene ned hhv. (2) og (3).

- ☞ Det bageste rør til armlænet skal ligge i styrenoten ved ryggen (5).



Opklapning af armlænene

Under forflytning fra/til kørestolen kan armlænet vippes op og klappes om bag ryglænet [1].

For at vippe armlænet op, skal den forreste låsearm (2) først vippes op.

Derefter skal armlænene vippes ca. 90° ud [3] og klappes om bag ryglænet [1].

- ☞ På varianten med tromlebremse kan armlænet ikke klappes om på ryggen.



Højdeindstilling af armlænet

For at indstille højden på armlænet skal armstøtten holdes fast med den ene hånd.

Risiko for at klemme sig ved højdeindstilling af armlænene mellem hjul og justeringsarm.

Variant 1:

(kun model 1.750, 1.850)

De polstrede armstøtter kan højdeindstilles i 5 trin [1].

For at løfte eller sænke armstøtten skal der trykkes på trykknappen (2), og samtidig flyttes armstøtten i den ønskede højde. Flyt til slut armstøtten videre, indtil det høres, at den falder i hak i låsen.

- ☞ Kontrollér låsen ved at rykke armstøtten op/ned.


Variant 2:

(kun model 2.750, 2.850)

De polstrede armstøtter kan højdeindstilles i 5 trin [3].

For at hæve eller sænke armstøtten skal håndtaget (4) trækkes eller trykkes opad med fingrene og samtidigt skal armstøtten flyttes til den ønskede højde. Flyt til slut armstøtten videre, indtil det høres, at den falder i hak i låsen.

- ☞ Kontrollér låsen ved at rykke armstøtten op/ned.



RYGLÆN

Rygsele, standard

Rygsele spændes ved hjælp af rygrørerne (1).

Den forlængede rygdelt sættes fast med velcrobånd under sæderemmen.



Vinkelindstilleligt ryglæn

En ændring af vinklen øger risikoen for at vippe og må kun ske med støttehjulene på.

Trinvist justerbart ryglæn

For vinkeljustering af ryglænet skal begge udløsehåndtag (1) samtidig trækkes op.

- ☞ Efter justeringen skal man sørge for, at ryglænet igen er gået korrekt i indgreb.





Trinløs vinkeljustering af ryglæn

Et ryglæn med gastyksfjeder må kun lænes bagud, når kørestolen holder stille og står på et plant og fast underlag.

Før kørsel skal ryglænet rettes op igen. Under vinkeljusteringen skal begge skub-behåndtag trykkes ensartet ned, da der ellers er risiko for, at kørestolen vælter.

Ryglænvinklen kan trinløst indstilles via gastyksfjederen.

1. Aktivér håndbremsene.
 - ☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Drejning af benstøtter til siden* på side 18.
2. Under vinkeljustering skal begge oplåsningsarme (1) eller (2) aktiveres samtidigt, og ryglænet justeres i den ønskede hældning.
3. Efter justeringen slippes begge arme og ryglænets faste indstilling kontrolleres.
 - ☞ Ryglænet bør kun hældes tilbage under belastning ved brugeren.



Rygskål

(kun model 2.750, 2.850)


For at folde kørestolen skal rygskålen [1] tages af.

Aftagning af rygskål

1. Aktivér håndbremsene.
 - 👁 Følg anvisningerne i kapitlet *Bremse* på side 12.
2. Skru rygskålens fingerskruer (2) af.
3. Tryk rygskålen med et ryk fremad ud af rygrørene og tag den af opad.
4. Skru fingerskruerne ind i rørbøjernes skruebøsninger.
 - 👁 På den måde går fingerskruerne ikke tabt.

Montering af rygskål

1. Skru fingerskruerne ud af rørbøjernes skruebøsninger.
2. Sæt rygskålen på boltene (3).
3. Tryk rørbøjlerne op på rygrørene.
4. Skru fingerskruerne (2) i igen.




SKUBBESTANG

Inden aktivitet på skubbestangen skal kørestolen sikres, så den ikke ruller. – Se kapitlet *Drejning af benstøtter til siden* på side 18.

Den aftagelige skubbestang forbinder de to rygrør på skubbehåndtagene [1], tjener til at skubbe kørestolen og samtidig til at holde hovedstøtten.

For at tage skubbehåndtaget af eller folde kørestollen sammen, skal en eller begge fastgøreslesskruer (2) drejes helt ud.

- ☞ Skubbehåndtaget skal sikres mod at falde ned, når den drejes ud.
- ☞ Skru de(n) uddrejede skrue(r) ind i røret igen. – På den måde kan skruerne ikke gå tabt.



SKUBBEHÅNDTAG

De højdeindstillelige skubbehåndtag kan indstilles trinløst i højden med ca. 20 cm og sikres mod at blive trukket ud [1].

Højdeindstillelige skubbehåndtag med klemmeanordning

- ☞ Hold til dette formål fast i det skubbehåndtag, der skal indstilles, med den ene hånd.
- ☞ Efter hver justering skal spændearmen straks skrues på igen, så skubbehåndtaget ikke længere kan drejes.

Højdeindstilling:

Løsn klemskruen så meget ved hjælp af spændearmen (2), at det tilhørende skubbehåndtag kan flyttes til den ønskede position.

Vinkelindstilling:

For at dreje skubbehåndtaget, skal klemskruen løsnes ved hjælp af spændearmen (2) og drejes til den ønskede position.

Udtrækning/indstikning:



1. Tryk på den tilhørende fjederknap (3) for at trække skubbehåndtagene ud eller stikke dem i.
2. Derefter skal klemskruen strammes igen ved hjælp af spændearmen (2).

Særlige forhold vedr. spændearmen

Spændearmen (2) kan drejes i den stilling, der gør den lettest at betjene for den pågældende ledsager.

Træk til det formål spændearmen (2) så langt ud (i pilens retning), at fortandingen ikke længere er i indgreb.

Lad fortandingen falde i hak igen (2), når spændearmen er blevet drejet.



HJUL

Dækkene består af gen gummiblanding og kan på visse underlag efterlade spor, der er vanskelige eller umulige at fjerne (f.eks. kunststof-, træ- eller parketgulve, tæpper, gulvbelægning).

Drivhjul

Brug ikke kørestolen uden monterede drivhjul.

Når drivhjulet er sat på, skal spærreknappen (2) ruge nogle millimeter ud af hjulmøtrikken.

Ved vanskeliggjort kontrol af lufttrykket kan man evt. benytte de valgfrie PU-dæk.

Drivhjulene er monteret på en quick release-aksel [1] og kan tage af eller sættes på uden værktøj.

Tryk først stikakslens spærreknapp (2) i midten af hjulnavet ind.

Derefter trækkes drivhjulet af eller sættes på.

- ☞ Lufttrykværdien for kørestolens dæk findes under *Tekniske data* på side 46 eller på angivelserne på begge sider af dækket.
- ☞ Hvis drivhjulet har for meget spillerum til siden eller hvis stikakslen ikke låses fast, skal forhandleren straks kontaktes med henblik på istandsættelse.
- ☞ Der må ikke sidde en person i kørestolen under af- og påmontering. Kørestolen skal stå på et plant og fast underlag. Inden afmontering af hjulet skal kørestellet støttes, så det ikke kan vælte og kørestolen ikke kan rulle.




Hånd- og egebeskytteren

Hånd- og egebeskytteren [1] forhindrer, at man kommer til skade med hænderne ved at stikke dem ind i hjulegerne, mens hjulene drejer rundt, og samtidig forhindrer den, at egerne ødelægges.

Egebeskytteren fastgøres med tre clips (2) på egerne.

- ☞ Udskiftning af egebeskytteren bør udføres af den autoriserede forhandler.




RANGERHJUL

Ved aktive rangerruller kan kørestolen hhv. ikke bremses og arreteres via bremsearmene.

Rangerrullerne [3] gør det muligt at indran-gere kørestolen på en trang plads.

- ☞ Når drivhjulene er sat på, er rangerrullerne uden funktion.
- ☞ For at parkere kørestolen skal rangerrullernes (4) bremses aktiveres.



STØTTERULLER

Støttehjulene giver i visse situationer ikke tilstrækkelig sikkerhed mod, at kørestolen vælter.

Undgå at gøre følgende:



- At læne overkroppen kraftigt tilbage.
- Pludselig acceleration, særligt ved kørsel op ad bakke.

Undgå at vippe bagud – køр aldrig uden at støttehjulet er drejet tilbage.

For at øge kørestolens stabilitet anvendes der i hver side et knækket rør med integreret støttekappe [1].

Støttehjulslængde

For at indstille støttehjulslængden skal fjederknappen (2) trykkes ind, og støttehjulet flyttes ud til den ønskede længde.




Monterbare støttehjul

De indstikkelige støttehjul kan stikkes ind i det nederste stelrør forfra [1].

Aftagning/indstikning af støttehjul

Tryk først fjederknappen (3) ind for at tage et støttehjul af/montere det.



Bortklapning af støttehjul

Støttehjulene (4) kan klappes til siden og ind under sædet [5].

- ☞ Støttehjulene kan drejes af en ledsager eller hjælper.

Drejning af støttehjul

Tryk støtterullerne med foden nedad ud af låsemekanismen, herefter indad under sædet [5] eller sving dem bagud [4], indtil den pågældende låsemekanisme automatisk går i hak.

DRIVRINGE

Vejrligsbetinget fare for, at hænderne glider på fugtige, glatte gribehjul.

Brug evt. gribehjulsovertræk som option.


Ved hjælp af de dobbelte drivringe [1] kan kørestolen drives fremad med en hånd.



Særlige forhold ved dobbelte drivringe

Inden hver køretur skal det sikres, at forbindelsesstangen (2) sidder godt fast.

Ved hjælp af de dobbelte drivringe [1] kan kørestolen drives fremad med en hånd.



Kørsel med kørestolen

Ved kørsel ligeud skal begge drivringe drejes samtidigt.

Ved sving skal kun den ene drivring drejes.

Sammenklapning/udklapning ved dobbelte drivringe

Tag den udskydelige forbindelsesstang (2) af inden sammenklapning.

Løsn klemeskruen ved hjælp af håndhjulet (3) for at tage forbindelsesstangen (2) af.

Efter udklapning af kørestolen skal den udskydelige forbindelsesstang (2) sættes på igen, og klemeskruen spændes ved hjælp af håndhjulet (3).

HOVEDSTØTTE

Hovedstøttens overkant skal altid indstilles tæt på baghovedet, cirka i øjenhøjde.

Undlad at placere hovedstøtten i nakkehøjde.

Træk kun maksimalt hovedstøtten ud af holderen indtil markeringen.

Hovedstøtten tjener kun som en hjælp til hovedholderen i regulær drift, den kan dog ikke erstatte en fast bil-hovedstøtte ved personbefordring i motorkøretøjer.

Kontrollér regelmæssigt, at hovedstøtten sidder godt fast og fungerer.

Overkanten af den indstillelige hovedstøtte [1] skal altid befinde sig tæt på baghovedet omtrent i øjenhøjde. Ved højdeindstilling og aftagning af hovedstøtten skal klemskruen (2) løsnes.



TERAPIPLADE

Fare for at komme i klemme, når terapipladen skubbes på!

Skarpkantede genstande (f.eks. ure, ringe, knive eller bæltespænder) samt grovkornet støv kan efterlade furer og ridser på terapipladens overflade.

Undlad at stille varme genstande på terapipladen.

Kør ikke med terapipladen på, hvis der står løse genstande eller væskefyldte beholdere på den.

Undlad at bruge aggressive eller kornede rengøringsmidler til rengøring af terapipladen.

Terapipladen må ikke anvendes til at løfte køretøjet i.

Terapipladen skubbes hen over armlænets polstring forfra [3].

☞ Sørg for, at terapipladen hviler sikkert på armlænenes puder.

SIKKERHEDSSELE

Sørg for, at der ikke kommer nogen genstande i klemme under seleremmen!

Sikkerhedsselen er ikke en del af sikkerhedssesystemet til kørestolen og/eller passageren ved transport i bil.

Fastspændingsbæltet hhv. [1] og [2] skrues bagfra på den pågældende ryglænrør.



Sikkerhedsselen er beregnet til at stabilisere siddestillingen og forhindrer, at man vælter forlæns ud af kørestolen.

Når sikkerhedsselen skal spændes, trækkes begge selens dele fremefter, og låsen skal gå hørligt i indgreb.

Tryk på udløserknappen (3) for at åbne fastspændingsbæltet [1] og træk bælteenderne fra hinanden.

Tryk på begge clips (4) for at åbne fastspændingsbæltet [2] og træk bælteenderne fra hinanden.

☞ Fastspændingsbæltet hhv. [1] og [2] kan justeres i længden og bør ikke være spændt for hårdt.



GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER

De nærværende sikkerhedsanvisninger er et udtræk af *Sikkerhedsanvisninger og generelle betjeningsanvisninger*, som kan findes på vores internetside: < www.meyra.com >.

Kørestolen tjener udelukkende til transport af en siddende person.

☞ Den er ikke beregnet til andre former for træk- eller transportbelastninger.

Stik ikke fingrene ind i åbne stelrør (f.eks. efter afmontering af armlæn, benstøtter eller støttehjul). – Risiko for tilskadekomst!

Fare for at komme i klemme på grund af bevægelige dele af stiveren.

Det er kun tilladt at trippe (få kørestolen til at køre ved hjælp af fødderne) med lav hastighed på vandrette, jævne overflader indendørs.

Pas på, at fødderne ikke kommer i klemme, når du tripper.

I den forbindelse må siddepositionen ikke flyttes til den forreste tredjedel af sædet.

Under anvendelse af kørestolen, også ved stilstand og især på stigninger/skrånninger, skal man indtage en sikker siddestilling. – Fare for uheld!

For at opnå en sikker siddeposition skal brugerens ryg flugte med rygpolstringen og brugerens bækken sidde helt tilbage på sædet.

Fare for kvæstelser, f.eks. på grund af hudafskrabninger, ved utilsigtet aktivering af bremsearmen.

En forflytning fra kørestolen på stigninger/skrånninger må kun i nødstilfælde ske med hjælp fra en ledsager og/eller hjælper! – Fare for uheld!

Justér kun sædehældningen, når kørestolen står på en vandret, plan flade. På stigninger er der risiko for, at kørestolen vælter!

Øget risiko for væltning ved anvendelse af det vinkelindstillede ryglæn .

Før kørsel skal det sikres, at der ikke er indstillet en negativ sædehældning, og at sædehældningen garanterer en sikker siddestilling.

Du bør ikke ryge under brugen af kørestolen.

Ved direkte sollys, kan sædebetræk/puder, armlænsputer, benstøtter og håndtag opnå temperaturer på over 41 °C. – Der er fare for tilskadekomst ved kontakt med ubeskyttet hud! Undgå en sådan opvarmning af kørestolen ved altid at parkere den i skyggen.

Der er ikke beregnet specielle holdepunkter til fastgørelse af objekter, som skal medtages.

Ledsager

Ledsageren skal gøres opmærksom på alle evt. faresituationer, før han/hun begynder at hjælpe. De komponenter på din kørestol, som ledsageren skal tage fat i, skal sidde forsvarelig fast.

Udstigning fra kørestolen

Kør kørestolen så tæt som muligt på det sted, hvor du vil stige ud af kørestolen.

- ☞ I den forbindelse skal anvisningerne i kapitel *Bremse* på side 12 og *Opklapning af armlænene* på side 24 følges.
- ☞ Vi anbefaler, at udstigningen af kørestolen sker med en person til assistance.

Opsamling af genstande

Undgå at hælde overkroppen langt fremad, til siden eller bagud, især ved opsamling eller aflægning af tunge genstande. – Risiko for, at kørestolen vælter, især ved lille sædebredde og stor sædehøjde (siddepude)!

Kørsel på skråninger, stigninger eller skrånende kørebane

Fra en bestemt kørebanehældning er væltessikkerheden og bremse- og styrefunktion betydeligt nedsat på grund af reduceret vejgreb.

- ☞ Se kapitlet *Tekniske data* på side 46.

For din egen sikkerheds skyld anbefaler vi, at du sikrer dig hjælp og støtte fra en ledsager til hældninger fra 1 %.

- ☞ Denne stigning gælder for personer, der ikke er i stand til at foretage selv helt små tyngdepunktsændringer ved at bevæge overkroppen.

Ledsageren skal være opmærksom på, at det kræver flere kræfter at føre en kørestol på skrånende end på plane områder, og at risikoen for at glide ud er større.

Læn dig aldrig til den lave side af skråninger og køreunderlag med sidehældning.

Undgå rykvise ændringer af køretilstanden (især ved kritisk indstillede køreparametre, som f.eks. aktiv hjulposition).

Kør aldrig hurtigere end fodgængerhastighed.

Når der køres nedad, stiger risikoen for at vælte.

Der er fare for at vælte ved kørsel i sving og ved vending på stigninger og nedkørsler.

Den bremsekraft, der kan overføres til kørebanen, er væsentligt mindre ved kørsel ned ad bakke end på lige vej og forringes yderligere ved dårligere vejforhold (f.eks. vådt føre, sne, grus, tilsmudsning). En farlig udskridning af de bremsede hjul og en dermed forbundet uønsket kursafvigelse skal udelukkes ved at bremse forsigtigt og kontrolleret.

For enden af bakken skal du passe på, at fodpladerne ikke berører jorden og dermed skaber en faresituation som følge af pludselig opbremsning.

Køreunderlag med sidehældning (f.eks. for-tov med sidehældning) bevirker, at din kørestol vil dreje mod den lave side. Dette skal du selv eller en ledsager udligne ved at styre modsat.

Forcering af forhindringer

Når trin er forceret, skal evt. afmonterede støttehjul monteres igen eller støttehjul, som er svunget ud, svinges tilbage igen.

Enhver forcering af en forhindring udgør en risiko! Der er også risiko for at vælte ved flade forhindringer (f.eks. dørtærskler, tæppekanter, afsatser o.l.).

Forcering af en forhindring er en særlig risikosituation, hvor der bl.a. skal tages hensyn til en kombination af sikkerhedsanvisninger vedrørende skråninger og køreunderlag med sidehældning.

Du bør for din egen sikkerheds skyld kun køre over forhindringer med en ledsager. Hver gang, kørestolen vipper, skal træderøret bruges som støtte.

Kun, hvis kørestolen beherskes tilstrækkelig sikkert, er det uden risiko at køre over mindre forhindringer (< 4 cm).

Kør altid langsomt og i en ret vinkel (90°) hen mod mindre forhindringer, indtil svinghjule- ne berører forhindringen. Stands kørestolen kortvarigt og køр så over forhindringen.

Kør altid forlæns over en forhindring med begge for-/baghjul samtidig for at undgå, at kørestolen tipper til siden.

Hold så stor en sikkerhedsafstand til afgrunde, trapper, skråninger, bredder osv., at der er tilstrækkelig plads til at reagere, bremse og vende.

Hvis det er muligt, skal du få en eller flere hjælpere til at løfte dig ud af kørestolen og bære dig hen til det ønskede sted.

Kørsel på trapper må kun ske ledsaget af to hjælpere, som er fortrolige med den risikofyldte situation og fører kørestolen med fast hånd.

☞ Hjælperne må kun tage fat i skubbe- håndtagene og siderammen uden at løfte kørestolen.

Eventuelle støttehjul skal fjernes, da de under visse omstændigheder kan betyde en farlig situation for hjælperen.

Læsning af kørestolen

Tag ikke fat i benstøtter, armlæn eller tilbehørsdele for at løfte op i kørestolen!

Før der løftes op i kørestolen, skal den sikres mod utilsigtede kørebevægelser!

☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Drejning af benstøtter til siden* på side 18.

De dele, som er blevet afmonteret med henblik på læsning, skal opbevares sikkert og anbringes igen omhyggeligt inden kørsel.

Kørestolens vægt reduceres, når du tager aftagelige komponenter af.

Kørestolen kan også læsses ved hjælp af ramper eller løfteplatforme.

☞ Følg brugsanvisningerne, og tag hensyn til rampens eller løfteplatformens bæreevne.

Transport i køretøjer

De afmonterede dele skal opbevares sikkert og anbringes omhyggeligt igen, før kørestolen tages i brug.

For at bære de aftagelige dele kræves ingen specielle bærepunkter.

Følgende foranstaltninger kan af pladshensyn være nødvendige ved transport i køretøjer:

- Tag benstøtten af.
- Tag armlænen af.
- Slå ryglænet ned, eller tag det af.
- Tag drivhjulene af.

Transportsikring af kørestol uden pasager

Den aktuelle transportvirksomheds forskrifter og anvisninger skal følges. – Forhør dig om dem før transporten.

Kørestolen skal opbevares og sikres sådan, at den hverken udgør nogen fare for dig eller andre.

Persontransport i motorkøretøjer

Om netop din kørestol er godkendt til transport i motorkøretøj, fremgår af kapitlet *Betydningen af mærkaterne på kørestolen* på side 58.

- ☞ Se vejledningen < *Sikkerhed med Meyra-kørestole, også ved transport i bil* >!
 - Dette dokument og yderligere information findes i < *Information center* > på vores website < www.meyra.com >.

Befordring i offentlige transportmidler

Din kørestol er ikke beregnet til personbefordring i offentlige transportmidler. Det kan medføre begrænsninger. Vi anbefaler, at der benyttes et sæde, der er indbygget i befordringsmidlet.

Hvis siddende befordring i kørestolen alligevel skulle være uomgængeligt nødvendig, skal følgende overholdes:

- Benyt den plads, som trafikselskabet har bestemt til frasætning.
- Overhold trafikselskabets forskrifter, før du parkerer kørestolen.
- Parkér din kørestol mod kørselsretningen på den afsete plads.
- Kørestolen skal placeres således, at ryglænet kan støtte mod begrænsningen af den afsete plads.
- Den ene side af kørestolen skal desuden flugte med en ekstra begrænsning af den afsete plads, så kørestolen ikke kan skride under et uheld eller en pludselig bremsemanøvre.
- Aktivér desuden parkeringsbremsen.

Kørsel i offentlig trafik

Overhold de nationale gældende forskrifter vedrørende kørsel på offentlige veje og spørg i givet fald din autoriserede forhandler efter det nødvendige tilbehør.

Kørestolen kan leveres med et lysanlæg som ekstraudstyr. Anlægget består af:

- Katteøjne i ryggen
- Katteøjne på drivhjulene.

Ved dårlig sigtbarhed og især efter mørkets frembrud anbefales det, at der monteres og tændes et aktivt belyningsanlæg, så din sigtbarhed øges og du selv nemmere kan blive set.

- ☞ Ved færdsel i den offentlige trafik er det føreren, der er ansvarlig for den funktions- og driftssikre tilstand af kørestolen.
- ☞ Ved kørsel i offentlig trafik skal de gældende færdselsregler overholdes.
- ☞ Hvis du kører i mørke, anbefaler vi, at du bærer lyst og iøjnefaldende tøj, så det er lettere at se dig.
- ☞ Undgå ved kørsel i mørke at anvende kørebaner og cykelstier.
- ☞ Sørg for, at lysanlægget ikke tildækkes af beklædnings- eller andre genstande, der er fastgjort til kørestolen.
- ☞ Ved fysiske begrænsninger som f.eks. blindhed er det kun tilladt at benytte din kørestol sammen med en ledsager.

Rengøring

Syntetiske afdækninger angribes af nonion-naktive detergenter, opløsningsmiddel og især af alkohol.

Polstringer og betræk er som regel forsynet med plejeanvisninger (plejeskilt).

- ☞ Bemærk kapitel *Symbolforklaring til vaskEANvisningerne* på side 57.

Ellers gælder følgende anvisninger:

- ☞ Rengør puderne med varmt vand og opvaskemiddel.
- ☞ Pletter kan fjernes med en svamp eller en blød børste.
- ☞ Vask genstridige pletter ved at anvende et almindeligt vaskemiddel.
- ☞ Må ikke vaskes! Undlad vask i vaskemaskine!

Skyl med rent vand, og lad det tørre.

Fugtig rengøring af understel, lysanlæg og hjul kan foretages med et mildt rengøringsmiddel. Derefter tørres omhyggeligt.

- ☞ Kontrollér stellet for korrosionsskader samt andre skader.
- ☞ De syntetiske materialer må kun rengøres med varmt vand og neutralt rengøringsmiddel eller brun sæbe.

Yderligere oplysninger om rengøring og pleje finder du i *Information center* > på vores website:

< www.meyra.com >.

Behandlet overflade

Der er bedst mulig beskyttelse imod korrosion på grund af en speciel overfladebehandling.

- ☞ Hvis lakken er ridset eller beskadiget på lignende måde, kan stederne udbedres med en lakstift, der kan fås hos os gennem forhandleren.

Hvis de bevægelige dele af og til smøres med lidt olie, forlænges deres funktion.

Desinficering

Hvis produktet benyttes af flere personer (f.eks. på plejehjem), skal der anvendes et almindeligt desinficeringsmiddel.

- ☞ Før desinficeringen skal polstringer og håndtag rengøres.
- ☞ Det er tilladt at spraye eller aftørre med godkendte og anerkendte desinfektionsmidler.

Oplysninger om kontrollerede og anerkendte desinfektionsmidler og -procedurer kan fås af din nationale myndighed for sundhedsbeskyttelse.

- ☞ Ved anvendelse af desinfektionsmidler kan der forekomme skader på overflader, hvilket kan forringe komponenternes funktion på længere sigt.
- ☞ Følg producentens anvisninger for produktet.

Reparation

Reparationer må principielt kun gennemføres af autoriserede forhandlere.

Istandsættelse

Ved udførelse af reparationsarbejde kan du have fuld tillid til din forhandler. Han/hun er blevet instrueret i udførelsen af dette arbejde.

Service

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp, bedes du henvende dig til din forhandler, der kan rådgive dig samt udføre service og reparation.

Reserve dele

Reserve dele kan udelukkende fås hos forhandleren. I tilfælde af reparation må der kun anvendes originale reservedele!

- ☞ Komponenter fra andre firmaer kan forårsage fejl.

En reservedelsliste med de tilhørende artikelnumre og tegninger ligger hos forhandleren.

For at få leveret de rigtige reservedele er det altid nødvendigt også at angive kørestolens serie-nr. (SN)! Nummeret står på typeskiltet.

Ved enhver ændring/modificering af kørestolen foretaget af den autoriserede forhandler skal kørestolens betjeningsvejledning vedlægges supplerende information, såsom monterings-/betjeningsanvisninger. Dato for ændringer skal registreres og anføres ved reservedelsbestillinger.


På denne måde forebygges fejlbestillinger ved senere reservedelsbestillinger.

Anvisninger vedrørende længere brugspauser

Der kræves ingen særlige forholdsregler ved længere brugspauser. Opbevaringstemperaturerne skal dog overholdes.

- ☞ Følg anvisningerne i kapitlet *Tekniske data* på side 46.

BORTSKAFFELSE



Bortskaffelse skal ske i henhold til nationalt gældende lovbestemmelser.

Kontakt kommunen for oplysninger om den lokale miljøstation.

VEDLIGEHOLDELSE

Mangelfuld eller forsømt pleje og service af kørestolen fører til en begrænsning af garantien fra producenten.

Servicearbejde

Følgende serviceplan indeholder retningslinjer for udførelse af servicearbejde.

- ☞ Vedligeholdelsesplanen giver ingen oplysninger om det faktisk nødvendige arbejdsomfang, som er konstateret ved kørestolen.

Serviceplan

HVORNÅR	HVAD	BEMÆRKNING
Inden kørsel	Generelt Kontrollér for fejlfri funktion.	Udfør kontrollen selv eller sammen med en hjælper.
Inden kørsel	Kontrollér, at bremseanlægget fungerer korrekt Tryk bremsearmen helt i bund.	Udfør kontrollen selv eller sammen med en hjælper. De bremsede hjul må ikke længere kunne drejes. Hvis de alligevel drejer, skal bremsen repareres på et sagkyndigt værksted.
Inden kørsel	Kontrollér trykbremsen for slid Bevæg bremsearmen til siderne.	Udfør dette selv eller få en hjælper til det. Hvis bremsearmens slør øges, skal du henvende dig til et sagkyndigt værksted for at få det repareret. – Fare for uheld!
Inden kørsel (hvis sådanne findes)	Kontrollér dækkenes lufttryk Dæktryk:  Se Dæktryk ved luftfyldte dæk på side 46.	Udfør kontrollen selv eller sammen med en hjælper. Anvend en dæktryksmåler til dette formål.
Inden kørsel	Kontrollér dækkenes profil	Foretag selv visuel kontrol. Ved nedslidt profil eller i tilfælde af, at et dæk er beskadiget, skal du henvende dig til et sagkyndigt værksted for at få fejlen rettet.

HVORNÅR	HVAD	BEMÆRKNING
Inden kørsel	Kontrollér rygrør og stelrør for skader	Udfør kontrollen selv, eller få en hjælper til det. Hvis der forekommer deformation eller revner i området omkring svejse-sømmen, skal du straks kontakte et sagkyndigt værksted med henblik på istandsættelse. – Fare for uheld!
Især inden kørsel i mørke (hvis sådanne findes)	Kontrollér belysning Kontrollér, at lys og blinklys samt reflekser fungerer fejlfrit.	Udfør kontrollen selv eller sammen med en hjælper.
Hver 8. uge (alt efter, hvor ofte kørestolen bruges)	Følgende komponenter forsynes med et par dråber olie – Låsemekanismens bevægelige dele. – Bremsearmsleje.	Udfør dette alene eller sammen med en hjælper. Før smøring skal gammel olie fjernes fra komponenterne. Sørg for, at overskydende olie ikke forurener omgivelserne (f.eks. dit tøj).
Hver 8. uge (alt efter, hvor ofte kørestolen bruges)	Kontrollér, om alle skrueforbindelser sidder fast	Udfør kontrollen selv eller sammen med en hjælper.
Hver 6. måned (alt efter, hvor ofte kørestolen bruges)	Kontrollér – Renhed. – Generel tilstand.	Se Pleje. Se Istandsættelse.
Producentens anbefalinger: Hver 12. måned (alt efter, hvor ofte kørestolen bruges)	Sikkerhedskontrol – Kørestol.	Foretages af forhandleren.

TEKNISKE DATA

Alle angivelser under < Tekniske data > gælder standardmodellen.

Totallængden er afhængig af drivhjulenes position og størrelse.

Såfremt der ikke er oplyst andet, er målene beregnet med drivhjul på \varnothing 610 mm (24").

Bredden er beregnet med en afstand mellem drivringe og drivhjul på 15 mm.

Måletolerance ± 15 mm, $\pm 2^\circ$.

Forkortelser for kørestolens mål:

SH = Sædehøjde

SB = Sædebredde

SD = Sædedybde

RH = Ryghøjde

Beregning af den maks. brugervægt:

Den tilladte totalvægt beregnes på grundlag af kørestolens egenvægt og den maksimale bruger-(person)vægt.

Yderligere vægt pga. senere påmonterede dele eller bagage reducerer den maks. brugervægt.

Eksempel:

En bruger vil tage bagage på 5 kg med. Dermed reduceres den maks. brugervægt med 5 kg.

Dæktryk ved luftfyldte dæk

Det maks. dæktryk står på begge sider af dækket.

Dæktryk – styrehjul

Standard:

2,5 - 3,5 bar = 36 - 50 psi

Dæktryk - drivhjul

Standard:

3,0 - 4,0 bar = 44 - 58 psi

Ultraletløb:


6 bar = 87 psi

Højtryksdæk:

8 bar = 116 psi

Anvendte standarder

Kørestolen er i overensstemmelse med standarden:

- EN 12183: 2014
- ISO 7176-8: 2014
- ISO 7176 -19: 2008
-  Evalueringen af crash-testen, hvor kørestolen fastgøres ved køretøjets stopsystem, er udført i henhold til kontrolmetoderne i tillæg D.

Vores anvendte moduler og komponenter opfylder EN 1021-2 for bestandighed over for antændelse.

Specifikationer i overensstemmelse med ISO for model 1.750 Eurochair

	min.	maks.
Total længde med benstøtter	1000 mm	1040 mm
Total bredde (fra og med en bredde på 700 mm er kørestolen ikke egnet til transport i toget)	560 mm	740 mm
Totalmasse	147 kg	148 kg
Brugermasse (inkl. nyttelast)	130 kg	130 kg
Den tungeste dels masse	9 kg	10 kg
Faktisk sædedybde	400 mm	460 mm
Faktisk sædebredde	380 mm	530 mm
Længde sammenklappet	1000 mm	1040 mm
Bredde sammenklappet	280 mm	310 mm
Højde sammenklappet	900 mm	960 mm
Sædefladens højde ved forkanten (uden sædepude)	390 mm	520 mm
Sædevinkel	0°	4°
Ryglæsvinkel	90°	100°
Rygstroppens højde	400 mm	440 mm
Benstøtter til sæde (underbenets længde)	350 mm	520 mm
Statisk stabilitet nedkørsel	–°	6°
Statisk stabilitet opkørsel	–°	6°
Statisk stabilitet sidelæns	–°	6°
Dynamisk stabilitet opkørsel	–°	6°
Vinkel benstøtter/sædeflade	111°	111°
Armlæns højde fra siddeflade	230 mm	310 mm
Ryglæn til forkant af armlæn	280 mm	340 mm
Drivringens diameter	485 mm	540 mm
Aksel, horisontalposition	0 mm	45 mm
Overvindelse af forhindringer	0 mm	100 mm
Min. venderadius (normativ anbefaling iht. ISO 1000 mm)	1150 mm	– mm
Svingradius	– mm	1300 mm
Testdukkens vægt (ISO 7176-8)	– kg	130 kg

Yderligere tekniske data for model 1.750 Eurochair

	min.	maks.
Længde uden benstøtter	690 mm	730 mm
Total højde	900 mm	960 mm
Siddepudens tykkelse	30 mm	60 mm
Længde uden benstøtter, drivhjul (Støttehjulene er taget af og svinget ind under sædet)	610 mm	640 mm
Nyttelast	– kg	10 kg
Egenvægt	16 kg	20 kg
Transportvægt (uden benstøtter, armlæn, puder, drivhjul)	9 kg	10 kg
Vægt sædepude	0,9 kg	– kg
Vægt benstøtter (1 stk.)	0,95 kg	– kg
Vægt sidedele (1 stk.)	1,0 kg	– kg
Vægt drivhjul (1 stk.)	1,9 kg	– kg
<u>Svinghjul</u>		
ø 100 mm (4")		Massiv gummi
ø 125 mm (5")		Massiv gummi
ø 142 mm (5,5")		Massiv gummi
ø 175 mm (7")		PU-dæk, massiv gummi
<u>Drivhjul</u>		
ø 559 mm (22 x 1 3/8")		luftfyldte dæk, PU-dæk
ø 610 mm (24 x 1 3/8")		luftfyldte dæk, PU-dæk
<u>Klimatekniske oplysninger</u>		
Omgivelsestemperatur		-20 °C til +50 °C
Opbevaringstemperatur		-30 °C til +60 °C

Specifikationer i overensstemmelse med ISO for model 1.850 Eurochair

	min.	maks.
Total længde med benstøtter	1020 mm	1050 mm
Total bredde (fra og med en bredde på 700 mm er kørestolen ikke egnet til transport i toget)	560 mm	710 mm
Totalmasse	– kg	170 kg
Brugermasse (inkl. nyttelast)	– kg	150 kg
Den tungeste dels masse	9 kg	10 kg
Faktisk sædedybde	400 mm	460 mm
Faktisk sædebredde	380 mm	500 mm
Længde sammenklappet	1020 mm	1050 mm
Bredde sammenklappet	280 mm	310 mm
Højde sammenklappet	840 mm	930 mm
Sædefladens højde ved forkanten (uden sædepude)	420 mm	520 mm
Sædevinkel	0°	4°
Ryglæsvinkel	90°	100°
Rygstroppens højde	350 mm	450 mm
Benstøtter til sæde (underbenets længde)	380 mm	520 mm
Statisk stabilitet nedkørsel	–°	6°
Statisk stabilitet opkørsel	–°	6°
Statisk stabilitet sidelæns	–°	6°
Vinkel benstøtter/sædeflade	111°	111°
Armlæns højde fra siddeflade	230 mm	310 mm
Ryglæn til forkant af armlæn	330 mm	380 mm
Drivringens diameter	490 mm	540 mm
Aksel, horisontalposition	-35 mm	35 mm
Overvindelse af forhindringer	0 mm	100 mm
Min. venderadius (normativ anbefaling iht. ISO 1000 mm)	1200 mm	– mm
Svingradius	– mm	1300 mm
Testdukkens vægt (ISO 7176-8)	– kg	150 kg

Yderligere tekniske data for model 1.850 Eurochair

	min.	maks.
Længde uden benstøtter	700 mm	760 mm
Total højde	840 mm	930 mm
Siddepudens tykkelse	30 mm	60 mm
Længde uden benstøtter,drivhjul (Støttehjulene er taget af og svinget ind under sædet)	610 mm	630 mm
Nyttelast	– kg	10 kg
Egenvægt	15 kg	20 kg
Transportvægt (uden benstøtter, armlæn, puder, drivhjul)	9 kg	10 kg
Vægt sædepude	0,9 kg	– kg
Vægt benstøtter (1 stk.)	0,95 kg	– kg
Vægt sidedele (1 stk.)	1,0 kg	– kg
Vægt drivhjul (1 stk.)	1,9 kg	– kg
<u>Svinghjul</u>		
ø 125 mm (5")		Massiv gummi
ø 142 mm (5,5")		Massiv gummi
ø 150 mm (6")		PU-dæk, massiv gummi
ø 175 mm (7")		Luftfyldte dæk.PU-dæk, massiv gummi
<u>Drivhjul</u>		
ø 540 mm (22 x 1 3/8")		PU
ø 610 mm (24 x 1 3/8")		PU
<u>Klimatekniske oplysninger</u>		
Omgivelsestemperatur		-20 °C til +50 °C
Opbevaringstemperatur		-30 °C til +60 °C

Specifikationer i overensstemmelse med ISO for model 2.750 Euro-chair²

	min.	maks.
Total længde med benstøtter	1050 mm	1080 mm
Total bredde (fra og med en bredde på 700 mm er kørestolen ikke egnet til transport i toget)	580 mm	730 mm
Totalmasse	– kg	150 kg
Brugermasse (inkl. nyttelast)	– kg	130 kg
Den tungeste dels masse	9,4 kg	10 kg
Faktisk sædedybde	400 mm	460 mm
Faktisk sædebredde	380 mm	530 mm
Længde sammenklappet	1050 mm	1080 mm
Bredde sammenklappet	290 mm	310 mm
Højde sammenklappet	930 mm	930 mm
Sædefladens højde ved forkanten (uden sædepude)	470 mm	520 mm
Sædevinkel	0°	4°
Ryglænsvinkel	100°	100°
Rygstroppens højde	400 mm	440 mm
Benstøtter til sæde (underbenets længde)	380 mm	520 mm
Statisk stabilitet nedkørsel	–°	6°
Statisk stabilitet opkørsel	–°	6°
Statisk stabilitet sidelæns	–°	6°
Dynamisk stabilitet opkørsel	–°	6°
Vinkel benstøtter/sædeflade	111°	111°
Armlæns højde fra siddeflade	210 mm	260 mm
Ryglæn til forkant af armlæn	315 mm	385 mm
Drivringens diameter	540 mm	540 mm
Aksel, horisontalposition	-35 mm	35 mm
Overvindelse af forhindringer	0 mm	100 mm
Min. venderadius (normativ anbefaling iht. ISO 1000 mm)	1250 mm	– mm
Svingradius	– mm	1300 mm

	min.	maks.
Testdukkens vægt (ISO 7176-8)	– kg	130 kg

Yderligere tekniske data for model 2.750 Eurochair²

	min.	maks.
Længde uden benstøtter	700 mm	760 mm
Total højde	930 mm	930 mm
Siddepudens tykkelse	50 mm	50 mm
Længde uden benstøtter,drivhjul (Støttehjulene er taget af og svinget ind under sædet)	700 mm	760 mm
Nyttelast	– kg	10 kg
Egenvægt	17,5 kg	20 kg
Transportvægt (uden benstøtter, armlæn, puder, drivhjul)	9,4 kg	10 kg
Vægt sædepude	0,9 kg	– kg
Vægt benstøtter (1 stk.)	0,95 kg	– kg
Vægt sidedele (1 stk.)	1,0 kg	– kg
Vægt drivhjul (1 stk.)	1,9 kg	– kg

Svinghjul

ø 175 mm (7")	PU-dæk, massiv gummi
---------------	----------------------

Drivhjul

ø 610 mm (24 x 1 3/8")	luftfyldte dæk, PU-dæk
------------------------	------------------------

Klimatekniske oplysninger

Omgivelsestemperatur	-20 °C til +50 °C
Opbevaringstemperatur	-30 °C til +60 °C

Specifikationer i overensstemmelse med ISO for model 2.850 Euro-chair² Pro

	min.	maks.
Total længde med benstøtter	1050 mm	1100 mm
Total bredde (fra og med en bredde på 700 mm er kørestolen ikke egnet til transport i toget)	580 mm	730 mm
Totalmasse	– kg	150 kg
Brugermasse (inkl. nyttelast)	130 kg	130 kg
Den tungeste dels masse	9,4 kg	10 kg
Faktisk sædedybde	400 mm	490 mm
Faktisk sædebredde	380 mm	530 mm
Længde sammenklappet	1050 mm	1100 mm
Bredde sammenklappet	290 mm	310 mm
Højde sammenklappet	930 mm	990 mm
Sædefladens højde ved forkanten (uden sædepude)	390 mm	520 mm
Sædevinkel	0°	4°
Ryglænsvinkel	90°	100°
Rygstroppens højde	400 mm	500 mm
Benstøtter til sæde (underbenets længde)	380 mm	520 mm
Statisk stabilitet nedkørsel	–°	6°
Statisk stabilitet opkørsel	–°	6°
Statisk stabilitet sidelæns	–°	6°
Dynamisk stabilitet opkørsel	–°	6°
Vinkel benstøtter/sædeflade	111°	111°
Armlæns højde fra sideflade	210 mm	260 mm
Ryglæn til forkant af armlæn	315 mm	385 mm
Drivringens diameter	490 mm	540 mm
Aksel, horisontalposition	-35 mm	35 mm
Overvindelse af forhindringer	0 mm	100 mm
Min. venderadius (normativ anbefaling iht. ISO 1000 mm)	1250 mm	– mm
Svingradius	– mm	1300 mm

	min.	maks.
Testdukkens vægt (ISO 7176-8)	– kg	130 kg

Yderligere tekniske data for model 2.850 Eurochair² Pro

	min.	maks.
Længde uden benstøtter	830 mm	890 mm
Total højde	910 mm	990 mm
Siddepudens tykkelse	30 mm	60 mm
Længde uden benstøtter, drivhjul (Støttehjulene er taget af og svinget ind under sædet)	700 mm	830 mm
Nyttelast	– kg	10 kg
Egenvægt	17,5 kg	20 kg
Transportvægt (uden benstøtter, armlæn, puder, drivhjul)	9,4 kg	10 kg
Vægt sædepude	0,9 kg	– kg
Vægt benstøtter (1 stk.)	0,95 kg	– kg
Vægt sidedele (1 stk.)	1,0 kg	– kg
Vægt drivhjul (1 stk.)	1,9 kg	– kg

Svinghjul

ø 125 mm (5")	Massiv gummi
ø 142 mm (5,5")	Massiv gummi
ø 175 mm (7")	PU
ø 200 mm (8")	PU

Drivhjul

ø 559 mm (22 x 1 3/8")	PU
ø 610 mm (24 x 1 3/8")	PU

Klimatekniske oplysninger

Omgivelsestemperatur	-20 °C til +50 °C
Opbevaringstemperatur	-30 °C til +60 °C

Specifikationer i overensstemmelse med ISO for model 2.850 Euro-chair² XXL

	min.	maks.
Total længde med benstøtter	1050 mm	1100 mm
Total bredde (fra og med en bredde på 700 mm er kørestolen ikke egnet til transport i toget)	680 mm	850 mm
Totalmasse	– kg	185 kg
Brugermasse (inkl. nyttelast)	160 kg	160 kg
Brugermasse (inkl. nyttelast) (Kode 530)	200 kg	200 kg
Den tungeste dels masse	10 kg	12 kg
Faktisk sædedybde	400 mm	490 mm
Faktisk sædebredde	480 mm	650 mm
Længde sammenklappet	1050 mm	1100 mm
Bredde sammenklappet	290 mm	310 mm
Højde sammenklappet	930 mm	990 mm
Sædefladens højde ved forkanten (uden sædepude)	445 mm	560 mm
Sædevinkel	0°	4°
Ryglænsvinkel	90°	100°
Rygstroppens højde	400 mm	500 mm
Benstøtter til sæde (underbenets længde)	380 mm	520 mm
Statisk stabilitet nedkørsel	–°	6°
Statisk stabilitet opkørsel	–°	6°
Statisk stabilitet sidelæns	–°	6°
Dynamisk stabilitet opkørsel	–°	6°
Vinkel benstøtter/sædeflade	111°	111°
Armlæns højde fra siddeflade	210 mm	260 mm
Ryglæn til forkant af armlæn	315 mm	385 mm
Drivringens diameter	540 mm	540 mm
Aksel, horisontalposition	-35 mm	35 mm
Overvindelse af forhindringer	0 mm	100 mm
Min. venderadius (normativ anbefaling iht. ISO 1000 mm)	1250 mm	– mm

	min.	maks.
Svingradius	– mm	1350 mm
Testdukkens vægt (ISO 7176-8)	– kg	160 kg
Testdukkens vægt (ISO 7176-8) (Kode 530)	– kg	200 kg

Yderligere tekniske data for model 2.850 Eurochair² XXL

	min.	maks.
Længde uden benstøtter	830 mm	890 mm
Total højde	910 mm	990 mm
Siddepudens tykkelse	30 mm	60 mm
Længde uden benstøtter,drivhjul (Støttehjulene er taget af og svinget ind under sædet)	700 mm	830 mm
Nyttelast	– kg	10 kg
Egenvægt	19 kg	25 kg
Transportvægt (uden benstøtter, armlæn, puder, drivhjul)	10 kg	12 kg
Vægt sædepude	0,9 kg	– kg
Vægt benstøtter (1 stk.)	0,95 kg	– kg
Vægt sidedele (1 stk.)	1,0 kg	– kg
Vægt drivhjul (1 stk.)	1,9 kg	– kg

Svinghjul

ø 125 mm (5")	Massiv gummi
ø 142 mm (5,5")	Massiv gummi
ø 175 mm (7")	PU
ø 200 mm (8")	PU

Drivhjul

ø 610 mm (24 x 1 3/8")	PU
------------------------	----

Klimatekniske oplysninger

Omgivelsestemperatur	-20 °C til +50 °C
Opbevaringstemperatur	-30 °C til +60 °C

Symbolforklaring til vaskeanvisningerne

(symbolerne er i overensstemmelse med europæisk standard)



Finvaskeprogram ved den angivne maksimale vasketemperatur i °C.



Normalvaskeprogram ved den angivne maksimale vasketemperatur i °C.



Håndvask



Må ikke udsættes for blegemidler.



Ikke egnet til tørretumbler.




Må ikke stryges.




Må ikke kemisk renses.

Betydningen af mærkaterne på kørestolen



OBS!

Læs betjeningsvejledninger og vedlagt dokumentation.



Kørestolen må ikke løftes i armlæn eller benstøtter.
Kørestolen må ikke løftes i dele, der kan afmonteres.

Achtung

Bremse nachstellen.

Ident.-Nr. 8390658

OBS

Efterjuster bremse.

Achtung

Erhöhte Kippgefahr auf Steigung / Gefälle
besonders in Verbindung mit kurzem Rad-
stand.

Ident.-Nr. 205674400

OBS

Øget risiko for væltning på stigning/hældning især i forbin-
delse med kort hjulafstand.



Produktet er **ikke** godkendt som sæde i bil.



Advarsel mod risiko for klemning. – Stik ikke hænder/arme ind
imellem komponenterne.

Forklaring til symbolerne på typeskiltet



Producent



Bestillingsnummer



Serienummer




Produktionsdato



Till. brugervægt



Till. totalvægt



Till. akseltryk



Till. stigning



Till. fald

max. ... km/h

Till. maks. hastighed



Produktet er godkendt som sæde i bil.



Maks. tilladt brugervægt, når produktet er godkendt som sæde i et motorkøretøj.



Produktet er **ikke** godkendt som sæde i bil.



Medicinsk udstyr

KONTROLDOKUMENTATION

Kørestolsdata:

Model:

Følgeseddel-nr.:

Serie-nr. (SN):

Anbefalet sikkerhedskontrol 1. år (senest efter 12 måneder)

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Dato: _____

Anbefalet sikkerhedskontrol 2. år (senest efter 12 måneder)

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Dato: _____

Anbefalet sikkerhedskontrol 3. år (senest efter 12 måneder)

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Dato: _____

Anbefalet sikkerhedskontrol 4. år (senest efter 12 måneder)

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Dato: _____

Anbefalet sikkerhedskontrol 5. år (senest efter 12 måneder)

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Dato: _____

ANSVAR/GARANTI

Manglende overholdelse af betjeningsvejledningen samt uprofessionel udførelse af vedligeholdelsesarbejde og især af tekniske ændringer og udvidelser (påmonterede dele) uden vores samtykke medfører bortfald af såvel ansvars- og garantikrav som af almindeligt produktansvar.

For dette produkt påtager vi os det lovlige ansvar som en del af vores generelle forretningsbetingelser samt evt. øvrige udspecificerede/aftalte garantier. I forbindelse med krav om ansvar og garanti bedes du kontakte din forhandler medbringende følgende ANSVARS-/GARANTIKUPON samt de nødvendige oplysninger om model, følgesedel-nr. med leveringsdato og serienummer (SN).

Serienummeret (SN) kan aflæses på typeskiltet.

Anerkendelse af ansvars- og garantikrav forudsætter altid en korrekt anvendelse af produktet, anvendelse af originale reservedele fra forhandlere samt regelmæssig udførelse af vedligeholdelse og kontrol.

Garantien dækker ikke skader på overfladen, hjulenes slanger og dæk, beskadigelser som følge af løsnede skruer eller møtrikker, ødelagte fastgøringshuller som følge af hyppigt monteringsarbejde.

Garantien dækker heller ikke skader på drev og elektronik som følge af usagkyndig rengøring med dampstråleudstyr eller som følge af, at komponenterne forsætligt eller uforsætligt er blevet udsat for vand.

Fejl på grund af strålingskilder som f.eks. mobiltelefoner med stor sendeeffekt, Hi-Fi-anlæg og andre kraftige støjkilder uden for normspecifikationerne kan ikke gøres gældende som ansvars- eller garantikrav.

Denne betjeningsvejledning skal som en integreret del af produktet medgives ved bruger- eller ejerskifte.

Evalueringen af vore produkter kan ske ved hjælp af vores < *Information center* > (information center) Område < *PMS* > på vores hjemmeside < www.meyra.com >.

Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer med fremskridt for øje.



Dette produkt stemmer overens med EF-direktiv 93/42/EØF og opfylder pr. 25.05.2021 kravene i forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

Ansvar- / garantikupon

Bedes udfyldt! Kan efter behov kopieres, og kopien sendes til forhandleren.

Ansvar/garanti

Modelbetegnelse:

Følgeseddel-nr.:

SN (se typeskiltet):

Leveringsdato:

Forhandlerens stempel:

Kontrolokumentation ved overdragelse

Kørestolsdata:

Serie-nr. (SN):

Model:

Følgeseddel-nr.:

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Dato: _____

Din forhandler

MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2



32689 Kalletal-Kalldorf
TYSKLAND



Tlf. +49 5733 922 - 311

Fax +49 5733 922 - 9311



info@meyra.de

www.meyra.de
